


ラクシア



増量 バッテリー 増量 キャンペーン

期間中のラクシアは標準バッテリーの**2倍**連続使用できる大容量バッテリー仕様でご納品します(標準:2時間、大容量:4時間)

2015年

2月1日~5月20日

家庭用エアマッサージ器

ラクシア

LUXAIR

ラクシア LX-H1 管理医療機器
家庭用エアマッサージ器 / 認証番号: 225AHBZX00021000

LX-H1

LUXURY【贅沢】+ AIR【空気】

ミナト医科学のブーツ式エアマッサージ器 ラクシアは、ブーツ内部の片側5つの気室を加圧・除圧することで脚部をマッサージ。4種類のマッサージモードで症状に合わせた治療を行います。必要な時、必要な場所へ自由に移動できる優れた搬送性は、新しい治療スタイルを提案します。



機能性に優れた専用ワゴンで患者様のもとへラクラク移動

移動が簡単

キャスター付きの専用ワゴンを装備。イス、治療ベッド、マットプラットホーム、病室ベッドなど、治療が必要な患者様のもとへ簡単に、軽快に移動することができます。



ブーツをスッキリ収納

専用ワゴンの内部には、ブーツやホースをスッキリ収納することができます。これまでのようにブーツが床に接触して汚れることがなく、治療後の整理整頓も容易に行えます。



バッテリー方式により、多様な場所にフレキシブルに移動して治療

- 1 病棟では病室から病室へ移動して使用できます。
- 2 患者様に移動していただく必要がなく、負担をかけません。
- 3 リハビリ室の中央などコンセントがない場所でも治療できます。



商品のお問い合わせはこちら [カタログ請求はこちら](#)

